




THELKIN
Know the Difference

Zubehör FI.BE.4P


4-PUNKT-BIEGEVORRICHTUNG



Beschreibung

Vierpunkt-Biegevorrichtungen zur statischen und dynamischen Materialprüfung. Das Set enthält zwei Auflagerarme, vier Stützen und vier Rollen aus gehärtetem Stahl sowie die erforderlichen Montageteile. Die Rollen sind in verschiedenen Radien erhältlich. Darüber hinaus sind verschiedene Adapteroptionen verfügbar für die Montage auf einem Testsystem .

Spezifikationen



Kraftbereich		5 kN	10 kN	25 kN
Material		Aluminium	Stahl	Stahl
Probendicke		nicht limitiert		
Auflagerbreite		5 ... 150 mm		
Abmessungen	H	132 mm	132 mm	144 mm
	D	220 mm	220 mm	220 mm
	W	32 mm	32 mm	40 mm
Gewicht¹		1.8 kg	2.5 kg	4.7 kg

¹ Gewicht eines Aufnahmearms mit zwei Support-Blöcken.

